



Manual del usuario del algoritmo ADHERE

Versión 2.0, mayo de 2025, en español

Índice

1.	La plataforma Evidencio.....	3
2.	Exención de responsabilidad.....	3
3.	Advertencias sobre el contenido con marcado CE	3
3.1.	Aviso al usuario	4
4.	Página de inicio del modelo.....	4
5.	Uso de productos sanitarios.....	10
6.	Cronología delle revisioni del manuale d'uso.....	10
7.	Datos del fabricante.....	10

1. La plataforma Evidencio

La plataforma Evidencio facilita la creación, uso, validación e implementación de modelos de predicción médica y herramientas de apoyo a la decisión clínica. Este manual del usuario se refiere específicamente al algoritmo ADHERE. El manual del usuario también puede denominarse Instrucciones de uso (IFU).

A lo largo de este manual se utilizan indistintamente producto sanitario con marcado CE.

2. Exención de responsabilidad

Evidencio ofrece información, calculadoras, ecuaciones y algoritmos con marcado CE en sus páginas web, aplicaciones y servicios. Estas herramientas deben utilizarse exclusivamente según su uso previsto, tal como se especifica en la documentación publicada junto a cada herramienta con marcado CE.

En general, y salvo que se indique expresamente lo contrario, las herramientas con marcado CE en Evidencio están destinadas exclusivamente al uso por parte de médicos en un entorno clínico y no están diseñadas para el uso por parte de los pacientes.

El contenido con marcado CE de la plataforma se debe entender como un conjunto específico de herramientas, independiente del contenido general de la plataforma. Cualquier contenido disponible en las páginas web, aplicaciones o servicios de Evidencio que no esté claramente identificado como una herramienta con marcado CE queda expresamente excluido de este aviso legal sobre contenido con marcado CE. En su lugar, se aplicará el aviso legal general de Evidencio para contenido que no tiene marcado CE.

Las herramientas con marcado CE pueden ofrecer un asesoramiento profesional limitado al usuario. No obstante, el usuario debe aplicar su juicio clínico a la información dada por estas herramientas.

Evidencio no asume ninguna responsabilidad por daños o perjuicios, incluidos lesiones o fallecimiento, que puedan afectar a usted, a otras personas o a bienes materiales como consecuencia del uso indebido de cualquier producto, información, concepto o instrucción contenida en las herramientas proporcionadas.

El aviso legal para el contenido sin marcado CE está disponible en la página web de Evidencio:

<https://www.evidencio.com/disclaimer>.

El uso de las páginas web, aplicaciones o servicios ofrecidos por Evidencio está sujeto a nuestros términos y condiciones, que encontrará en el siguiente enlace: <https://www.evidencio.com/terms-conditions>.



3. Advertencias sobre el contenido con marcado CE

Los cálculos por sí solos nunca deben dictar la atención al paciente, y no sustituyen al juicio profesional. Consulte nuestra exención de responsabilidad completa en: <https://www.evidencio.com/disclaimer>. Esta herramienta sólo debe ser utilizada por profesionales de la salud en un entorno clínico, y no es para uso del paciente.

Lea siempre el uso previsto antes de utilizar esta herramienta.

Asegúrese siempre de que el paciente cumple las indicaciones y contraindicaciones clínicas según se indica en la página web de Evidencio, y en la sección 4.H de este manual de uso respectivamente.

Antes de leer el resultado, compruebe de nuevo los valores introducidos para evitar errores.

Los resultados que se refieren a porcentajes de riesgo no garantizan determinados resultados. Cuando existe un riesgo, no hay que esperar que un acontecimiento no se produzca en absoluto, aunque el riesgo sea muy pequeño. Por el contrario, un riesgo mayor no garantiza que un acontecimiento se produzca.

Este algoritmo sólo está pensado para el uso en entornos donde la utilización y el resultado de un algoritmo nunca se necesitan de forma inmediata.

Los datos utilizados para realizar los cálculos se almacenan en Evidencio para mejorar la función del algoritmo y permitir el seguimiento de cualquier incidencia que pueda mejorarse. Para más información, consulte la política de privacidad en nuestra página web: <https://www.evidencio.com/privacy-policy>.


3.1. Aviso al usuario

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo se debe comunicar al fabricante y a la autoridad competente del país en el que usted, el lector, esté establecido. Una autoridad competente es la institución que rige todas las cuestiones relacionadas con los dispositivos médicos en un país.

Póngase en contacto con Evidencio cuando sospeche que existen mal funcionamiento o cambios en el rendimiento de un dispositivo médico. No utilice el dispositivo, hasta que Evidencio responda a su mensaje y confirme que es seguro comenzar a utilizarlo de nuevo.

4. Página de inicio del modelo

El modelo del producto sanitario en la plataforma Evidencio se muestra en la figura 1. La página de inicio del modelo contiene las siguientes secciones, que se indican en la figura 1.



The screenshot shows the user interface for the 'Algoritmo ADHERE' model. It includes a title, a description of the model's purpose, author information, version details, and a risk calculator. Labels A through O point to specific UI elements:

- A:** Title of the model: "Algoritmo ADHERE".
- B:** Description of the model: "El algoritmo del Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca Aguda Descompensada (ADHERE) predice la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con insuficiencia cardíaca." and "El Algoritmo ADHERE debe utilizarse en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda descompensada."
- C:** Authors of the investigation: "Autores de la investigación: Gregg C. Fonarow, Kirkwood F. Adams, Jr., William T. Abraham, Clyde W. Yancy, W. John Boscardin, for the ADHERE Scientific Advisory Committee, Study Group, and Investigators".
- D:** Version information: "Versión: 1.25" and a "Versiones" dropdown menu.
- E:** Regulatory marks: "LOT V-1.25-2905.25.05.15" and "CE 2197".
- F:** UDI (Unique Device Identifier): "(01)08720938015007(8012)v1.25(4326)250515(240)2905".
- K:** Download manual button: "Descargar el Manual del usuario y consultar el Uso previsto."
- N:** Risk calculator input fields: "Nitrógeno ureico en sangre" (0.1 to 130 mg/dL) and "Tensión arterial sistólica" (50 to 260 mmHg).
- O:** Risk output: "El riesgo de mortalidad es: ... %".
- G:** "Detalles" button.
- H:** "Uso previsto" button.
- I:** "Etiqueta electrónica" button.
- J:** "Notas de publicación" button.
- K:** "Manual del usuario" button.
- L:** "Idiomas" button with language flags.
- M:** "Versiones" dropdown menu.

Figura 1, Ejemplo de página de inicio de un modelo.

A. Título del modelo

Es el título y el nombre del modelo.

B. Descripción del modelo

Esta es una breve descripción del modelo.

C. Autores de la investigación

Estos son los autores del artículo en el que se publicó originalmente el modelo.

D. Etiquetas del modelo

Estas son las etiquetas que se asignan al modelo. Evidencio tiene las siguientes etiquetas de estado: "Borrador", "Público", "Privado" y "En revisión". Evidencio tiene las siguientes etiquetas de tipo de modelo: "Modelo compuesto", "Modelo secuencial" y "Modelo API". Evidencio tiene las siguientes etiquetas de método de cálculo: "Regresión lineal", "Regresión logística", "Regresión de Cox", "RScript" y "Modelo personalizado". Junto a esto, hay etiquetas que indican la especialidad; por ejemplo, "Cardiología".

E. Número de lote

El número de lote indica la versión del modelo, el identificador del modelo y la fecha de publicación del modelo. La fecha de publicación se indica como AA.MM.DD.

Además, el marcado CE aparece junto al número de lote. De este modo, los productos sanitarios pueden reconocerse fácilmente.

F. Número UDI

El número UDI es una herramienta internacional que ayuda a los usuarios a identificar y encontrar información sobre los productos. "UDI" son las siglas en inglés de "identificador único del producto". Los UDI de Evidencio tienen el siguiente formato:

(01) Número UDI-DI (8012) Número de versión (4326) Fecha de publicación (240) Número de identificación

El número UDI-DI es un código numérico único. A cada producto sanitario de Evidencio se le asigna un UDI-DI único. Este UDI-DI se utiliza como "clave de acceso" para la información almacenada en una base de datos de identificación única de productos (UDID). La información sobre los productos sanitarios de Evidencio puede encontrarse buscando el número UDI-DI en la siguiente base de datos: <https://gepir.gs1.org/index.php/search-by-gtin>.

G. Botón Detalles

En la parte superior derecha de la página del modelo, aparecen varios botones sobre los que se puede hacer clic y que muestran una ventana emergente al pulsarlos. El primer botón abre una ventana emergente con información adicional sobre el modelo. Esta ventana emergente tiene tres secciones: Detalles, Características del estudio y Publicaciones de apoyo y archivos relacionados.

Detalles

La primera parte de la información adicional se refiere a los detalles del modelo, como se muestra en la figura 2.

Detalles		Estado	Compartir
Autor algoritme	T. A. Hueting	Público	  
Algoritme ID	10498		
Versión	1.25		
Fecha de revisión	2025-05-15		
Especialidad	Cardiología		
Tipo de algoritme	Algoritme R-Script (Cálculo)		
Términos MeSH	• Heart Failure		

Figura 2. Detalles del modelo.

Características del estudio

Debajo de la sección "Detalles", la sección "Características del estudio" ofrece información sobre las características de los datos de los pacientes utilizados para elaborar y validar el modelo. Se ofrece información adicional sobre los métodos utilizados para desarrollar y/o validar el modelo.

Una parte importante de las características del estudio es la información sobre publicaciones de apoyo y archivos relacionados. Estas secciones se encuentran en la parte inferior de la ventana emergente Detalles, como se muestra en la Figura 3.

Se adjuntan etiquetas a los distintos archivos para identificar su relación con el modelo. Algunos ejemplos de etiquetas relevantes son: "Revisión por pares", "Validación interna", "Validación externa" y "TRIPOD". Las publicaciones que tienen las etiquetas "Validación interna" o "Validación externa", contienen las características de funcionamiento del producto.

Estas etiquetas se consideran importantes, ya que la disponibilidad de información concreta cubierta por las tareas mencionadas proporciona una idea de la calidad del proceso de desarrollo del modelo y del propio modelo. Como indicador de integridad de la información y de calidad, un modelo recibe un determinado número de estrellas cuando estas etiquetas pueden asignarse a los archivos o referencias pertinentes.

Publicaciones de apoyo

<p>Título o descripción Risk Stratification for In-Hospital Mortality in Acutely Decompensated Heart Failure DOI: 10.1001/jama.293.5.572</p>	<p>Etiquetas</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Internal validation</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Peer review</div>
---	---

Archivos relacionados

No hay archivos relacionados disponibles

Figura 3. Ejemplo de publicaciones de apoyo y archivos relacionados.

H. Botón Uso previsto

El uso previsto y la finalidad (médica) del modelo pueden consultarse mediante el botón: "Uso previsto". Entre otras cosas, el uso previsto indica los criterios de inclusión del producto sanitario. Además, el uso previsto especifica el uso apropiado del modelo en relación con el entorno de uso previsto, los usuarios previstos y la población de pacientes prevista (criterios de inclusión y exclusión). Para el Algoritmo ADHERE, se describe el siguiente uso previsto:

Uso previsto

El producto está pensado para que los médicos calculen el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada.

El producto combina el nitrógeno ureico en sangre con la presión arterial sistólica y la creatinina sérica para calcular el riesgo estimado de mortalidad intrahospitalaria.

El producto está destinado a ser utilizado por médicos y especialistas médicos cualificados en un entorno clínico para pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. El producto no está diseñado para que lo utilicen los pacientes por su cuenta.

El Algoritmo ADHERE no pretende sustituir la toma de decisiones clínicas: sólo puede **informar** al médico y sólo proporciona una probabilidad de mortalidad intrahospitalaria. No ofrece instrucciones directas para otros diagnósticos, tratamientos o aspectos.

El Algoritmo ADHERE sólo predice la mortalidad intrahospitalaria, lo que significa que la mortalidad global es relativamente baja si se compara con estudios a más largo plazo.

Beneficio clínico

El algoritmo ADHERE pretende ayudar a los pacientes mediante parámetros de resultados clínicos relevantes y específicos. Concretamente, esto se consigue estimando un riesgo con el fin de apoyar la toma de decisiones clínicas dirigidas a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, con el fin de apoyar la toma de decisiones clínicas relativas al tratamiento del paciente basado en el riesgo. El correcto funcionamiento del algoritmo ADHERE puede dar lugar a estos beneficios clínicos:

- El algoritmo ADHERE puede ayudar a estratificar el riesgo de los pacientes.
- La estratificación del riesgo puede reducir la carga de procedimientos médicos (invasivos e intensivos), como pruebas en pacientes con bajo riesgo, reduciendo, acortando o evitando estancias en hospitales u otros centros asistenciales.
- La estratificación del riesgo puede reducir el consumo innecesario de recursos médicos (escasos), disminuyendo los costes y aumentando su disponibilidad para los pacientes de alto riesgo.

Población diana prevista y exclusión

El algoritmo ADHERE debe utilizarse para los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada con síntomas de insuficiencia cardíaca significativos durante la hospitalización. Si se encuentran otras indicaciones clínicas durante la evaluación clínica, se añadirán aquí.

Indicación clínica

El algoritmo ADHERE debe utilizarse en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda descompensada.

Contraindicaciones

No se han encontrado contraindicaciones.

Perfil del usuario

Dado que la mortalidad por insuficiencia cardíaca se considera una "situación o afección sanitaria crítica", el uso del SaMD está destinado a usuarios con formación especializada. Los profesionales sanitarios no necesitan formación adicional antes de utilizar el dispositivo médico. Por lo tanto, el SaMD puede ser utilizado por médicos y especialistas médicos cualificados en un entorno clínico. El SaMD **no** debe ser utilizado por pacientes.

Entorno uso previsto

El SaMD se puede utilizar tal y como está disponible en la plataforma Evidencio en cualquier navegador web compatible en ordenadores personales, dispositivos móviles o tabletas, y en la aplicación móvil proporcionada por Evidencio. Además, el SaMD se puede utilizar a través de la representación iFrame de Evidencio del SaMD, como una vista incrustada, siempre que se cumplan las directrices específicas de Evidencio para las implementaciones iFrame de este SaMD. El modelo sólo está pensado para su uso en entornos en los que el uso y el resultado de un modelo nunca se necesitan de forma inmediata.

Principio físico de funcionamiento

La fórmula matemática subyacente del SaMD es un árbol de decisión. La adquisición y el procesamiento de los datos, los análisis (de regresión) para reunir los criterios pertinentes para el SaMD, y la configuración y el perfeccionamiento del algoritmo ADHERE se describen en los estudios originales de Fonarow et al. Al introducir los datos de un individuo en SaMD del Evidencio se inicia el cálculo de la categoría de riesgo del paciente.

I. Botón Etiqueta electrónica

El botón Etiqueta electrónica abre una ventana emergente con la ubicación y dirección de Evidencio, el número de lote, el número de UDI, el marcado CE, el logotipo del producto sanitario y un enlace de descarga para la declaración de conformidad del producto sanitario. En la figura 4 se muestra un ejemplo de etiqueta electrónica.




Figura 4. Ejemplo de etiqueta electrónica.

J. Notas de publicación

El botón "Notas de la publicación" abre una ventana emergente con las últimas notas de publicación del modelo. Aquí puede encontrar lo que ha cambiado con respecto a las últimas versiones del modelo. Además, si hay alguna anomalía residual conocida que el usuario deba saber, se indicará aquí.

K. Manual del usuario

Este manual del usuario puede encontrarse en tres lugares: 1) bajo la descripción breve; 2) a la derecha de la página del modelo; y 3) en la etiqueta electrónica. Además, todas las versiones del manual del usuario pueden encontrarse en la página general de todos los manuales del usuario para productos sanitarios. La página se encuentra en las opciones del botón del menú desplegable "About", como se muestra en la figura 5. La página de los manuales del usuario se muestra en la figura 6.



Figura 5. El menú desplegable donde se encuentra la página de los manuales del usuario.




Figura 6. La página general desde la que se accede a todos los manuales del usuario.

Usted (el usuario) siempre puede imprimir este manual descargado. En caso necesario, puede solicitar que se le envíe por correo una versión en papel del manual. Los datos de contacto de Evidencio figuran en el capítulo 6 de este manual de usuario.

L. Idiomas

Aquí se muestran los idiomas disponibles en el Algoritmo ADHERE, los cuales se pueden seleccionar haciendo clic en el icono de la bandera correspondiente. El idioma estándar en la página web de Evidencio es el inglés. Cuando haya otros idiomas disponibles, se seleccionarán aquí.

Recuerde que, si se selecciona un idioma, sólo se traducirá la interfaz de usuario del algoritmo específico; otras funciones generales e información de la página web permanecerán en uno de los idiomas principales, ya sea inglés, alemán u holandés.

Si encuentra alguna traducción incorrecta, irregularidad, confusión o ambigüedad en el uso del idioma inglés u otro idioma de la página web de Evidencio, así como en nuestros manuales, no dude en contactar con nosotros a través de la información de contacto facilitada al final de este manual.

M. Selección de versión

Si está disponible, haga clic en la ficha Versión que permite al usuario seleccionar una versión diferente del Algoritmo ADHERE de las disponibles en la Figura 7. Recuerde que el algoritmo seleccionado actualmente no se muestra en el menú desplegable.

N. Sección de entrada

La plataforma Evidencio permite dos variables de entrada distintas: variables categóricas y variables continuas. Para el Algoritmo ADHERE, sólo se utilizan las variables continuas.

Variables continuas

En el ejemplo de la Figura 8, la variable **Nitrógeno ureico en sangre** es una variable continua. Los rangos plausibles para las variables son definidos por el autor del modelo. Así, el modelo sólo permite entradas entre 0,1 y 130 mg/dL.

Los datos de un paciente pueden introducirse deslizando el botón hasta el valor correcto, o introduciendo el valor correcto en la casilla de la derecha (es decir, donde se ha introducido "65" para el **Nitrógeno ureico en sangre**).




Figura 7. Ejemplo de ficha de selección de versión.



Figura 8. La variable Nitrógeno ureico en sangre, en la que se ha introducido "65".

Detalles sobre las mediciones de variables

Directamente debajo del nombre de cada variable, se pueden proporcionar detalles adicionales sobre los métodos necesarios para introducir el valor correcto de cada variable..

O. Sección de resultados

En la parte inferior de la página se muestran los resultados del modelo.

Cálculo de resultados

Cuando se hayan rellenado todas las variables, se calculará un resultado. No se mostrará ningún riesgo hasta que se hayan rellenado todas las variables. La sección de resultados indicará *"Establecer todos los parámetros para calcular la predicción"*.

Interpretación de los resultados

En la interpretación de los resultados, se ofrece una estratificación del riesgo basada en la puntuación de riesgo. El paciente se clasifica como de riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. Además, se dan algunas explicaciones sobre el modelo. En la figura 9 se muestra un ejemplo de información:

El riesgo de mortalidad es: **6.41 %**

Información condicional

El paciente se clasifica como de **riesgo intermedio**

El riesgo correspondiente en la cohorte de validación es del **5,6%**.

El principal resultado mostrado se refiere a la probabilidad derivada de la población de derivación utilizada para desarrollar el modelo;

[Add note](#) [Descargar](#) [Copy](#) PRO

Los cálculos por sí solos nunca deben dictar la atención al paciente, y no sustituyen al criterio profesional. Consulte nuestra disclaimer.

Figura 9. Información sobre los resultados.

Información relevante para el correcto uso del modelo

Al final de la página, hay un enlace a las condiciones de uso de Evidencio, la política de privacidad y la cláusula de exención de responsabilidad.

5. Uso de productos sanitarios

En general, y a menos que se indique explícitamente lo contrario, las herramientas con marcado CE en Evidencio sólo deben ser utilizadas por los médicos en un entorno clínico, y no son para uso de los pacientes.

Para utilizar la herramienta, Evidencio requiere una conexión estable a Internet y funciona en los siguientes dispositivos:

- Ordenadores personales o portátiles que utilicen los siguientes navegadores:
 - Safari (las tres últimas versiones)
 - Chrome (las tres últimas versiones)
 - Firefox (las tres últimas versiones)
 - Edge (las tres últimas versiones)
- Tabletas o smartphones con los siguientes sistemas operativos:
 - IOS (las tres últimas versiones)
 - Android (las tres últimas versiones)

El producto sanitario no puede utilizarse en combinación con Internet Explorer. Los ordenadores personales, portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes que se utilicen deben, como mínimo, disponer de conexión a Internet y utilizar los navegadores mencionados anteriormente. La resolución mínima de pantalla debe ser de 800 x 600.

Además, el modelo puede utilizarse a través de la representación iFrame de Evidencio de la calculadora, como una vista incrustada, siempre que se respeten las directrices específicas de Evidencio para las implementaciones iFrame de dicho modelo.

Los modelos de SaMD de Evidencio pueden utilizarse con cualquier configuración del navegador que no distorsione la visualización normal de los sitios web, con una tasa de zoom del 50 % al 500 %, y con una resolución de pantalla a partir de 800 x 600. Sin embargo, se aconseja usar la configuración recomendada de fábrica del navegador, una tasa de zoom del 100 % y una resolución de pantalla normal.

Este modelo sólo está pensado para su uso en entornos en los que la utilización y el resultado de un modelo nunca se necesitan de forma inmediata.

6. Cronología delle revisioni del manuale d'uso

Versión	Notas de revisión
V1.0 MAY-2024	Versión original
V2.0 MAY-2025	Variables modificadas

7. Datos del fabricante

Datos de contacto de Evidencio:



Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ Haaksbergen, Países Bajos
www.evidencio.com
tel: +31 53 85195 08
Correo electrónico: info@evidencio.com